

Дезинфицирующие растворы

2 кг **известки** на 10 л воды, сугки стоит, прозрачный раствор сливаем и получаем 10% раствор известки - маточное молочко.

3 л такого раствора + 7 литров воды = 3% раствор;

0,2 литра такого раствора + 9,3 литра воды = 0,2 % раствор.

0,2 % раствор - обработка рук, кожи, одежду замачивать.

0,2-1 % - помещения, санитарный транспорт;

1-2 % - туалеты;

2-3 % - вагоны.

ЛИЗОЛ (раствор карб. кислоты в зелёном в зеленом мыле) темно-бурая жидкость, хорошо растворяется в воде.

3-5 % р-ра для обработки помещений, автотранспорта, замачивания белья.

Хлорамин

300 г. + 10 литров воды = 3% раствор (1 час выдержать)

Белье замачивать - 3% раствор;

Помещения - 0,2-0,5 % раствор.

300 г. + 6 л. Воды = 5 % раствор - мокрота больных туберкулезом.

50 г. + 10 литров воды = 0,5 % раствор - руки.

50 г. + 25 литров воды = 0,2 % раствор

50 г. + 5 литров воды = 1 %